马媾疫锥虫 PCR 试剂盒

产品及特点:

马媾疫是马媾疫锥虫寄生于马属动物的生殖器官引起的一种寄生虫病。以外生殖器炎症、水 肿、皮肤轮状丘疹和后躯麻痹为特征。OIE 将其列为 B 类动物疫病。仅马属动物对媾疫锥 虫易感, 主要在生殖器官黏膜寄生, 通过病畜与健康畜交配感染, 幼畜可经乳汁感染, 也可 通过未经严格消毒的人工授精器械、用具等传染。媾疫锥虫侵入公马尿道或母马阴道黏膜后, 在黏膜上进行繁殖,引起局部炎症。病马屡配不孕,或妊娠后易流产。本试剂盒是根据 PCR 原理开发,它具有下列特点:

- 1. 即开即用,用户只需要提供 DNA 模板。
- 2. 引物经过精心优化,专一性强,只扩增马媾疫锥虫,与其他病原没有交叉反应。
- 3. 提供阳性对照,便于区分假阴性样品。
- 4. PCR mix 中含上样染料, PCR 后可以直接上样电泳。
- 5. 本试剂盒足够做 40µL 体系的 PCR 50 次, 但只能用于科研。

规格及成分:

编号	成分	规格
试剂一	PCR MagicMix 3.0	1 mL (红盖)
试剂二	超纯水	1 mL (亮黄色)
试剂三	马媾疫锥虫 PCR 引物混合液	100 μL (白盖)
试剂四	马媾疫锥虫 PCR 阳性对照 (1×10E8 /μL)	50 µL (黄盖)
试剂五	使用手册	1 份

运输及保存:



低温运输,-20℃保存,保存期限为一年。阳性对照需要单独放置,不要污染其他试剂。

自备试剂:

样品 DNA。

使用方法:

一、样品 DNA 的制备:

- 1. 用自选方法纯化 N+2 个样品的 DNA,本试剂盒跟市场上大多数核酸提取试剂盒兼容。 可以选用本公司柱式病毒 DNAout。
- 2. 如果有 N 个样品,则需要做 N+2 个提取,包括一个样品制备阳性对照和一个样品制备 阴性对照。样品制备阳性对照是在适量水 (取决于试剂盒要求的样品起始量) 中加 10µL 马媾疫锥虫 PCR 阳性对照的 1000 倍稀释液而得, 样品制备阴性对照是直接用水。提取结 束后最后得到模板 DNA 放冰上待用。

二、设置 PCR 反应 (40µL 体系):

3. 对 N+2 个样品,在 PCR 时需要增加一个 PCR 阳性对照和一个 PCR 阴性对照,故需要 设置 N+4 个反应。在 N+4 个 PCR 管中分别加入下列成分:

成份	N+2 个样品管	PCR 阴性对照	PCR 阳性对照
PCR Magic Mix 3.0	各 20µL	20µL	20μL
马媾疫锥虫 PCR 引物混合液	各 2µL	2µL	2µL
N+2 个样品 DNA 模板	各 18µL		
PCR 阴性对照 (水)		18µL	
PCR 阳性对照 (马媾疫锥虫 PCR 阳性对照 1000 倍稀释液)			18µL

4. 按下表设置 PCR 反应:

过程	温度	时间
预变性	95℃	5 min
	95℃	30 sec
PCR 反应 (35 个循环)	55℃	30 sec
	72℃	40 sec
最后延伸	72℃	7 min

三、电泳检测:

5. 取 10-20 μL PCR 产物。电泳检测 PCR 产物。本产品提供的 PCR Mix 在 扩增结束 后可以直接上样,不需要另外再加 loading buffer。PCR 产物阳 性对照必须有 551bp 大小的条带出现,阴性对照必须无任何扩增,否则实 验无效。对没有扩增产物的样品,可 以稀释 10 倍后重复 PCR 扩增以排除 PCR 抑制剂的感染。

上海纪宁实业有限公司(www.shjning.com)所有产品仅供科研使用,不得用于其 他用途。